

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト/サル Cd127/IL-7R モノクローナル抗体 - P16871

商品番号: CM0009431



前書き

フローサイトメトリー用のPE標識ウサギモノクローナル抗体で、ヒト/サルのCD127/IL-7Rを認識します。インターロイキン7受容体α鎖を認識し、ヒトおよびカニクイザルと交差反応します。免疫学研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/サル CD127/IL-7R mAb
備考/別名	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3575
GeneID	3575
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD127/IL-7Rα (NP_002176.2) のアミノ酸21-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P16871
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋