


フローサイトメトリー用Pe標識 ウサギ抗ヒト/サルCD14モノクローナル抗体 - P08571

商品番号: CM0008826



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD14に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。CD14は細菌LPSの共受容体であり、自然免疫を媒介します。免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/サルCD14 mAb
備考/別名	CD14
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	929
GeneID	929
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD14 (NP_000582.1) のアミノ酸20～352に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
配送方法	保冷剤