

Fc用Peウサギ抗ヒト／サルCD16モノクローナル抗体 - P08637/O75015

商品番号: CM0007806



前書き

ヒト／サルCD16（FCGR3A/FCGR3B）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みで、ヒトおよびカニクイザルと交差反応します。免疫細胞プロファイリングおよびADCC研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒト／サルCD16 mAb
備考／別名	CD16; FCGR3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2214/2215
GeneID	2214/2215
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08637/O75015
タンパク質分子量	29KDa/26KDa
輸送	保冷バッグ