

フローサイトメトリー用 PE 標識ウサギ抗ヒト・サル CD18 モノクローナル抗体 - P05107

商品番号: CM0008649



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD18（インテグリンβ-2）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体で、カニクイザルとの交差反応性あり。白血球接着受容体や免疫細胞のトラフィッキング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識ウサギ抗ヒト・サル CD18 mAb
備考/別名	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
種	ヒト
GeneID	3689
免疫原	ヒトCD18（NP_000202.3）のアミノ酸1-769に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P05107
タンパク質分子量	85kDa
発送条件	氷袋