

Pe ウサギ抗ヒト/サル CD19 モノクローナル抗体 - Cd19

商品番号: CM0005012

前書き

ヒトおよびサルCD19を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。診断およびライフサイエンス用途における免疫表現型解析およびB細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/サル CD19 mAb
備考/別名	CD19
種	サル
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID (サル)	102145514
免疫原	サルCD19 (XP_005591597.1) のアミノ酸20-292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
配送方法	アイスバッグ