


Pe ウサギ抗ヒト/サル CD20 モノクローナル抗体（Fc用） - P11836

商品番号: CM0011218



前書き

ヒト/サル CD20 (MS4A1)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。Bリンパ球特異性で、カニクイザルとの交差反応性あり。B細胞研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/サル CD20 mAb
備考/別名	MS4A1; B1; Bp35; CD20; CVID5; LEU-16; MS4A2; S7; Bリンパ球抗原 CD20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	931
GeneID	931
免疫原	合成ペプチド ヒト CD20 (NP_068769.2) のアミノ酸 100-200 領域内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14kDa/33kDa
配送	氷袋