

フローサイトメトリー用 PE ウサギ抗ヒト/サル Cd25 モノクローナル抗体 - P01589

商品番号: CM0008858



前書き

ヒトCD25（IL2RA、p55）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルのサンプルを用いたフローサイトメトリーでの使用が検証済みです。制御性T細胞（Treg）および免疫寛容の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/サル CD25 mAb
別名	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3559
遺伝子ID	3559
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01589
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷剤