

Fc用PE標識ウサギ抗ヒト／サルCD3モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0009956



前書き

フローサイトメトリー用のヒト／サルCD3を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。カニクイザルCD3と交差反応します。TCR複合体の一部を構成し、T細胞の活性化および獲得免疫研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒト／サルCD3モノクローナル抗体
備考／別名	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	ヒトCD3のアミノ酸1～126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000724.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
輸送条件	保冷剤