

フローサイトメトリー用 Pe ラビット抗ヒト/サル CD4 モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0010170



前書き

フローサイトメトリー（FC）用ヒト/サル CD4
を標的とする PE

標識ラビットモノクローナル抗体。ヒトおよびカニク
イザルへの反応性が検証されています。51kDa。T
細胞共受容体機能および HIV
受容体の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ラビット抗ヒト/サル CD4 mAb
備考/別名	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
種	ヒト
GeneID	920
免疫原	ヒト CD4 組換えタンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋