

Pe ウサギ抗ヒト／サル CD45 Mab - P08575

商品番号: CM0007910



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD45を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。細胞外ドメインを認識し、T細胞活性化、免疫シグナル伝達、造血細胞同定の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト／サル CD45 mAb
備考／別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26～577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa／136kDa／141kDa／143kDa／147kDa
配送	保冷バッグ