

フローサイトメトリー用Pe標識

ウサギ抗ヒト/モンキーCd64モノクローナル抗体 - P12314

商品番号: CM0008729



前書き

ヒトおよびモンキーCD64（FcγRI）に対する高親和性PE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。自然免疫および適応免疫における単球/マクロファージ特異的IgG受容体の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/モンキーCD64 mAb
別名	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGRI1; IGFR1; FcgammaRI
対象種	ヒト
遺伝子ID	2209
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カンクイザル
SWISS	P12314
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	保冷剤