

PE標識ウサギ抗ヒートル/サルCD69モノクローナル抗体（Fc用） - Q07108

商品番号: CM0010301



前書き

ヒトCD69を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞の重要な初期活性化抗原。フローサイトメトリー（FC）で検証済み、カニクイザルと交差反応性あり。免疫細胞の活性化や制御性T細胞の分化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒートル/サルCD69 mAb
備考/別名	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	969
GeneID	969
免疫原	ヒトCD69 (NP_001772.1) のアミノ酸78-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q07108
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ