


Fc用Pe標識ウサギ抗ヒト／サルCD86モノクローナル抗体 - P42081

商品番号: CM0010970



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD86（B7-2）を認識するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。免疫学研究および診断アッセイ開発におけるT細胞活性化と共刺激の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒト／サルCD86 mAb
別名／エイリアス	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	942
遺伝子ID	942
免疫原	ヒトCD86（NP_787058.5）のアミノ酸20～241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P42081
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ