


Pe Rabbit Anti-Human/Monkey Cd8A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01732

商品番号: CM0004207



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD8アルファ鎖を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。CD8A（P01732）のアミノ酸22-182を標的とします。T細胞およびNK細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
種	ヒト
遺伝子ID	925
免疫原	ヒトCD8A（NP_001759.3）のアミノ酸22-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送	氷袋