

フローサイトメトリー用 Pe標準 ウサギ抗ヒト/サル Hla-Dr モノクローナル抗体 - P01903

商品番号: CM0010393



前書き

ヒト/サルHLA-

DRに対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。抗原提示細胞に発現するMHCクラスIIのアルファ鎖を認識します。免疫学および非ヒト霊長類の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/サル HLA-DR mAb
備考/別名	HLA-DRA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3122
GeneID	3122
免疫原	ヒト HLA-DRの組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01903
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋