


Pe Rabbit Anti-Human/Monkey IgD Monoclonal Antibody For Fc - P01880

商品番号: CM0012111



前書き

ヒトおよびカニクイザルIgD（定領域、アミノ酸99-384）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、B細胞免疫表現型解析および免疫グロブリン受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human/Monkey IgD mAb
備考/別名	IGHD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3495
免疫原	ヒトIgDのアミノ酸99-384に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ