

Pe ウサギ抗ヒト/サル IgG Mab - Aaq57561.1

商品番号: CM0009862

前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトおよびサルIgG用）。細胞内フローサイトメトリーに適しています。免疫原：サルIgG (AAQ57561.1) のアミノ酸98-322を含む組換えタンパク質。ヒトおよびカニクイザルIgGと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PE ウサギ抗ヒト/サル IgG mAb
種	サル
免疫原	サルIgG (AAQ57561.1) のアミノ酸98-322を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
配送	氷袋