

細胞内フローサイトメトリー用 PE標識ウサギ抗ヒト/サル

Ki67モノクローナル抗体 - P46013

商品番号: CM0011200



前書き

ヒト/サル

Ki67（P46013）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。細胞増殖アッセイ、細胞周期解析、腫瘍学研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒト/サル Ki67 mAb
備考/別名	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4288
GeneID	4288
免疫原	ヒトKi67のアミノ酸2271-2370配列に対応する合成ペプチド (NP_002408.3)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P46013
タンパク質重量	319kDa/359kDa
配送条件	アイスバッグ