

Fc用Peウサギ抗ヒト／サルPd-1／Cd279モノクローナル抗体 - Q15116

商品番号: CM0009873



前書き

ヒトおよびカニクイザルPD-1／CD279（Q15116）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。免疫チェックポイント、T細胞疲弊、がん免疫療法の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒト／サルPD-1／CD279 mAb
備考／別名	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5133
GeneID	5133
免疫原	ヒトPD-1／CD279（NP_005009.2）のアミノ酸25～168に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q15116
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷剤