

Pe ウサギ抗ヒト/マウス インテグリン Alpha 5 (Itga5/Cd49E)

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P08648

商品番号: CM0012693



前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト/マウスインテグリンalpha 5 (ITGA5/CD49e, VLA-5)を標的。フローサイトメトリーで検証済み。細胞接着、フィブロネクチン受容体、ウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/マウス インテグリン alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAb
備考/別名	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
種	ヒト
遺伝子ID	3678
免疫原	ヒトインテグリンalpha 5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4) のアミノ酸42-995に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
配送	アイスバッグ