


Pe ウサギ抗ヒト／マウス Nanog Mab - Q80Z64

商品番号: CM0009320



前書き

多能性に重要なホメオボックス転写因子であるヒトおよびマウスNanogを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。幹細胞研究および発生生物学における細胞内フローサイトメトリー（FC）用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト／マウス Nanog mAb
備考／別名	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	79923
遺伝子ID	71950
免疫原	マウスNanogのアミノ酸160～305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_082292.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q80Z64
タンパク質分子量	34kDa
輸送	アイスバッグ