

Fc用 Peウサギ抗ヒト/マウスPdgfra/Cd140Aモノクローナル抗体 - P16234

商品番号: CM0010141



前書き

ヒトおよびマウスPDGFR α /CD140a (SWISS: P16234) を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。細胞増殖、胚発生、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	PEウサギ抗ヒト/マウスPDGFR α /CD140a mAb
備考/別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5156
遺伝子ID	5156
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPDGFR α /CD140a (NP_006197.1) のアミノ酸24～524に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16234
タンパク質分子量	123kDa
輸送	保冷剤