


Pe ウサギ抗ヒト/マウス Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P43403

商品番号: CM0000922



前書き

ヒトおよびマウスの細胞内フローサイトメトリーについて検証済みの、リン酸化ZAP70 (Y319) および Syk (Y352)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞およびB細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/マウス Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 mAb
備考/別名	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
種	ヒト、マウス
遺伝子ID (ヒト)	7535
遺伝子ID	7535
免疫原	ヒトZAP70 (NP_001070.2) のY319周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P43403
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスバッグ