

Pe ウサギ抗ヒト/マウス/カニクイザル Foxp3 Mab - Q9Bzs1

商品番号: CM0010395



前書き

FOXP3を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーに使用します。ヒト、マウス、カニクイザルで検証済みです。Treg媒介性免疫調節に不可欠な47kDaのフォークヘッド転写因子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト/マウス/カニクイザル FOXP3 mAb
備考/別名	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
種	ヒト
GeneID	50943
免疫原	ヒトFOXP3 (NP_054728.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト、マウス、カニクイザル
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ