

Pe Rabbit Anti-Mouse Ccr6/Cd196 Monoclonal Antibody For Fc - O54689

商品番号: CM0005982

前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された、PE標識ウサギ抗マウス CCR6/CD196モノクローナル抗体。マウスCCR6（免疫細胞の移動と粘膜免疫に重要なケモカイン受容体）に特異的です。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CCR6/CD196 mAb
備考/別名	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
種	マウス
GeneID (ヒト)	1235
GeneID	12458
免疫原	マウス CCR6/CD196 (NP_033965.1) のアミノ酸 2-38 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O54689
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ