

Pe標識ウサギ抗マウスCd103モノクローナル抗体（Fc用） - Q60677

商品番号: CM0005119

前書き

PE標識ウサギ抗マウスCD103（インテグリンα-E、ITGAE）モノクローナル抗体、フローサイトメトリー用。Tリンパ球接着および上皮相互作用の研究に有効。SWISS: Q60677。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD103 mAb
備考/別名	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
種	マウス
GeneID (ヒト)	3682
GeneID	16407
免疫原	マウスCD103（NP_032425.2）のアミノ酸191-385に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60677
タンパク質分子量	129kDa
発送	保冷バッグ