

フローサイトメトリー用PEウサギ抗マウスCd117/C-Kitモノクローナル抗体 - P05532

商品番号: CM0010059



前書き

マウスCD117/c-

Kitを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。肥満細胞／幹細胞増殖因子受容体Kit（P05532）を認識します。造血幹細胞および肥満細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD117/c-Kit mAb
備考／別名	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
生物種	マウス
GeneID（ヒト）	3815
GeneID	16590
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD117/c-Kit (NP_001116205.1) のアミノ酸25～523に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	22kDa/109kDa
輸送	保冷バッグ