

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd11A Monoclonal Antibody For Fc - P24063

商品番号: CM0005842

前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証済みのマウスサンプル用PE標識ウサギ抗マウスCD11aモノクローナル抗体。白血球の接着および免疫応答に関与するインテグリンalpha-Lを標的とし、免疫学的研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
備考/別名	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3683
遺伝子ID	16408
免疫原	マウスCD11a (NP_001240801.1) のアミノ酸149-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24063
タンパク質分子量	128kDa
配送	氷袋