


Pe 標識ウサギ抗マウス Cd11b モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05555

商品番号: CM0008321



前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体、マウスCD11b (IT GAM、MAC-1) に反応し、フローサイトメトリーで検証済み。マウス単球、顆粒球、ミクログリアと反応します。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD11b モノクローナル抗体
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
ヒト遺伝子ID	3684
遺伝子ID	16409
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD11b (NP_032427.2) のアミノ酸143-337に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	115kDa/127kDa
発送	保冷剤付き