


フローサイトメトリー用 PE ウサギ抗マウス CD122/IL-2R β モノクローナル抗体 - P16297

商品番号: CM0009978



前書き

フローサイトメトリー用 PE 標識ウサギ抗マウス CD122/IL-2R β モノクローナル抗体。IL-2シグナル伝達研究に不可欠な IL-2 受容体 β サブユニットを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD122/IL-2R β mAb
備考/別名	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3560
遺伝子ID	16185
免疫原	マウス CD122/IL-2R β のアミノ酸 27~235 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_032394.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16297
タンパク質分子量	60 kDa
配送	保冷剤