

Fc用Peウサギ抗マウスCd124/Il-4Rαモノクローナル抗体 - P16382

商品番号: CM0007765

前書き

マウスCD124/IL-4Rαを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。Th2分化およびアレルギー性炎症におけるIL-4/IL-13シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD124/IL-4Rα mAb
備考／別名	Il4r; CD124
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3566
遺伝子ID（マウス）	16190
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD124/IL-4Rαのアミノ酸26～233に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001008700.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16382
タンパク質分子量	87 kDa
輸送	保冷バッグ