

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗マウス Cd127/Il-7Ra モノクローナル抗体 - P16872

商品番号: CM0011446



前書き

マウスCD127/IL-

7受容体 α を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。研究および診断薬開発におけるマウス免疫細胞の同定および特性評価に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD127/IL-7Ra mAb
備考/別名	CD127; IL-7Ralpha
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3575
GeneID	16197
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD127/IL-7Ra(NP_612564.1)のアミノ酸21～239に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P16872
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤