


PE標識 ウサギ 抗マウス Cd130/Gp130

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q00560

商品番号: CM0004738



前書き

マウスCD130/gp130（IL-6受容体サブユニットベータ）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルを用いたフローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫・炎症研究におけるIL-6シグナル経路のコア構成要素。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ 抗マウス CD130/gp130 mAb
備考/別名	CD130; gp130; D13Ertd699e; 5133400A03Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3572
GeneID	16195
免疫原	マウスCD130/gp130（NP_034690.3）のアミノ酸23-617に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00560
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷剤