

フローサイトメトリー用 PE標識ウサギ抗マウス CD138/Syndecan-1 モノクローナル抗体 - P18828

商品番号: CM0010115

前書き

マウスCD138/Syndecan-1（SWISS: P18828）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用途で検証済みであり、他種との交差反応性はありません。細胞外ドメインをカバーする組換え免疫原を使用。免疫表現型解析や診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウス CD138/Syndecan-1 モノクローナル抗体
備考/別名	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Syndecan-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6382
遺伝子ID (マウス)	20969
免疫原	マウスCD138/Syndecan-1の23-255アミノ酸配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_035649.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18828
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスバッグ