


フローサイトメトリー用PEウサギ抗マウスCD14モノクローナル抗体 - P10810

商品番号: CM0009589



前書き

フローサイトメトリー用PEウサギ抗マウスCD14モノクローナル抗体。単球分化抗原CD14を標的とします。自然免疫応答、LPSシグナル伝達、炎症研究に適しています。マウスとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD14 mAb
備考／別名	CD14
種	マウス
GeneID (ヒト)	929
GeneID	12475
免疫原	マウスCD14 (NP_033971.1) のアミノ酸18〜345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P10810
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ