

Pe標識ウサギ抗マウスCd144/Ve-カドヘリン

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P55284

商品番号: CM0010533



前書き

マウスVE-

カドヘリン（CD144）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体、クローン7B4。マウスサンプルにおけるフローサイトメトリー応用で検証済み。内皮細胞接着、血管透過性、血管新生の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD144/VE-カドヘリン mAb
備考/別名	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
種	マウス
GeneID (ヒト)	1003
GeneID	12562
免疫原	マウスCD144/VE-カドヘリン（NP_033998.2）のアミノ酸46-592に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P55284
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ