

Peウサギ抗マウスCd150/Slam

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Qum4

商品番号: CM0011753

前書き

マウスCD150/SLAMを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー(FC)での使用が検証済みです。SLAMを介した免疫細胞の活性化、分化、シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ウサギ抗マウスCD150/SLAM mAb
別名	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6504
遺伝子ID	27218
免疫原	マウスCD150/SLAM (NP_038758.2) のアミノ酸25～242番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QUM4
タンパク質分子量	36kDa/38kDa
発送方法	氷袋