

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウス Cd152/Ctla-4 モノクローナル抗体 - P09793

商品番号: CM0012289



前書き

マウスCTLA-

4（CD152）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されており、リンパ組織におけるこのT細胞抑制性受容体の解析や免疫チェックポイント研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウス CD152/CTLA-4 mAb
備考/別名	Ctla4, Cd152, CTLA4
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1493
遺伝子ID	12477
免疫原	マウスCD152 (NP_033973.2) のアミノ酸36-161に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P09793
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ