

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウス Cd155/Pvr モノクローナル抗体 - Q91Wp1

商品番号: CM0010746

前書き

マウスCD155/Pvr (PVS, Taa1, necl-5) に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。二次試薬なしのフローサイトメトリーで検証済み。天然の受容体を認識します。分子量は約45kDa。マウスと交差反応性あり。免疫表現型解析やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウス CD155/Pvr モノクローナル抗体
備考/別名	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	5817
GeneID	52118
免疫原	マウスCD155/Pvr (NP_612564.1)のアミノ酸29-348に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q91WP1
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ