

Pe標識 ウサギ抗マウスCd162/Psgl-1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q3Ta56

商品番号: CM0012568

前書き

マウスCD162/PSGL-1に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マウス特異的で、免疫原はアミノ酸18-320をカバーする組換えタンパク質。免疫学および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスCD162/PSGL-1 mAb
備考/別名	CD162; Psgl1; Selpl1; Selpl; Psgl-1
種特異性	マウス
GeneID (ヒト)	6404
GeneID	20345
免疫原	マウスCD162/PSGL-1 (NP_033177.3) のアミノ酸18-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q3TA56
タンパク質分子量	44kDa
輸送条件	保冷剤 (アイスバッグ)