

フローサイトメトリー用 PE標識ウサギ抗マウスCd163モノクローナル抗体 - Q2Vlh6

商品番号: CM0011744

前書き

マウスCD163（M130）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）に適しています。ヘモグロビンの除去および抗炎症反応に関与するスカベンジャー受容体システインリッチ1型タンパク質M130を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD163モノクローナル抗体
備考/別名	CD163v2; CD163v3; M130
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9332
遺伝子ID (マウス)	93671
免疫原	マウスCD163の39-260アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_444324.2)。
宿主	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q2VLH6
タンパク質重量	121kDa/125kDa
配送	アイスバッグ