


Pe 標識 ウサギ 抗マウス Cd18 モノクローナル抗体（Fc用） - P11835

商品番号: CM0003986



前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体、マウスCD18（インテグリンβ-

2）を標的とし、フローサイトメトリーで検証済み。

マウスサンプルに特異的に反応、85

kDa。白血球接着、免疫細胞遊走、炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識 ウサギ 抗マウス CD18 mAb
備考/別名	2E6; LAD; Cd18; Lfa1; MF17; LCAMB
種	マウス
GeneID (ヒト)	3689
GeneID	16414
免疫原	マウスCD18 (NP_032430.2) のアミノ酸1-771に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P11835
タンパク質分子量	85 kDa
輸送	保冷剤入り