

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウスCd19モノクローナル抗体 - P25918

商品番号: CM0008034

前書き

フローサイトメトリー(FC)用に検証済みのPE標識ウサギ抗マウスCD19モノクローナル抗体。B細胞マーカー共受容体。免疫測定法開発およびB細胞研究に最適。マウスに反応します。 - P25918

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスCD19モノクローナル抗体
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	12478
免疫原	マウスCD19組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ