


フローサイトメトリー用PEウサギ抗マウスCd1Dモノクローナル抗体 - P11609 / P11610

商品番号: CM0010023



前書き

マウスCD1dを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体（P11609/P11610）。免疫学研究における脂質抗原提示およびNKT細胞生物学の研究用として、フローサイトメトリーで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD1d mAb
備考／別名	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
種	マウス
GeneID（ヒト）	912
GeneID（マウス）	12479/12480
免疫原	マウスCD1dのアミノ酸22～305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_031665.2/NP_031666.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P11609/P11610
タンパク質分子量	39kDa/38kDa
輸送	アイスバッグ