

Pe ウサギ抗マウスCd200/Ox2 モノクローナル抗体（Fc用） - O54901

商品番号: CM0004288

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、PE標識されたウサギ抗マウスCD200/OX2モノクローナル抗体です。T細胞の共刺激および骨髄球系細胞の制御に関与するOX-2膜糖タンパク質を検出します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウスCD200/OX2 mAb
備考/別名	OX2; Mox2
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	4345
遺伝子ID	17470
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD200/OX2 (NP_034948.3)のアミノ酸31〜232番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	O54901
タンパク質分子量	31kDa
発送	氷袋