

Pe標識 ウサギ抗マウスCD204 モノクローナル抗体（Fc用） - P30204

商品番号: CM0005748



前書き

マウスCD204（マクロファージスカベンジャー受容体タイプI/II）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。自然免疫、動脈硬化、マクロファージ機能の研究に適しています。UniProt P30204。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE ウサギ抗マウスCD204 mAb
備考/別名	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
種	マウス
GeneID (ヒト)	4481
GeneID	20288
免疫原	マウスCD204 (NP_001106797.1) のアミノ酸350-458に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P30204
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷剤