


## Pe Rabbit Anti-Mouse Cd206/Mmr Monoclonal Antibody - Q61830

商品番号: CM0005139



## 前書き

マウスマクロファージマンノース受容体1 (CD206/MMR) に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルにおけるフローサイトメトリー（細胞表面および細胞内）で検証済み。免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PE Rabbit anti-Mouse CD206/MMR mAb                                   |
| 備考/別名       | MR; CD206                                                            |
| 種           | Mouse                                                                |
| GeneID (ヒト) | 4360                                                                 |
| GeneID      | 17533                                                                |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 マウスCD206/MMR (NP_032651.2) のアミノ酸20-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 起源          | Rabbit                                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                            |
| アプリケーション    | FC (intra), FC                                                       |
| 交差反応性       | Mouse                                                                |
| SWISS       | Q61830                                                               |
| タンパク質分子量    | 165 kDa                                                              |
| 配送          | 氷袋                                                                   |