

Fc用Peウサギ抗マウスCd23モノクローナル抗体 - P20693

商品番号: CM0012312

前書き

フローサイトメトリー用に設計された、マウスCD23（FcεR2）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。IgE受容体を介したB細胞およびマクロファージ機能の研究に適した信頼性の高い試薬。モノクローナル、種特異的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD23 mAb
備考／別名	CD23; Fcε2; FcεR2; Ly-42
種	マウス
GeneID（ヒト）	2208
GeneID	14128
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD23（NP_038545.1）のアミノ酸50～331に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P20693
タンパク質分子量	38 kDa
輸送条件	保冷バッグ