

Pe標識 ウサギ抗マウスCD235A/グリコホリンA モノクローナル抗体（Fc用） - P14220

商品番号: CM0009015

前書き

マウスCD235a（グリコホリンA）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。膜安定性とMN血液型抗原に重要な主要な赤血球膜タンパク質。SWISS: P14220。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスCD235a/グリコホリンA モノクローナル抗体
備考/別名	GPA; CD235a
種	マウス
GeneID (ヒト)	2993
GeneID	14934
免疫原	マウスCD235a (NP_034499.3) のアミノ酸1-108に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P14220
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷バッグ