

Pe 標識 ウサギ 抗マウス Cd24 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P24807

商品番号: CM0008288

前書き

マウスCD24（HSA、Ly-52、ネクタドリン）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデート済み。マウスのリンパ系、骨髄系、赤芽球系細胞における免疫表現型解析および細胞分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ 抗マウス CD24 mAb
備考/別名	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
種	マウス
GeneID（ヒト）	100133941
GeneID	12484
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD24（NP_033976.1）のアミノ酸27-53に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
発送	保冷バッグ